



Detergents Reagent Set, 0.002-0.275 mg/L LAS (Air Freight Configuration)

Termékszám:

2446801

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



For determination of Detergents (Surfactants) by the Crystal Violet method (Hach Method 8028). Range: 0.002 - 0.275 mg/L LAS. Reagent Set includes: Benzene, Buffer Solution and Detergent Reagent Powder Pillows for 75 tests. Note: Reagents are packaged for air freight shipment.

Műszaki adatok

Méréstartomány:

0.002 - 0.275 mg/L LAS

Módszer név:

Crystal Violet

Tesztek száma:

75