



Be Right™



Digital titrator cartridge, sodium thiosulfate, 2.00 N

Termékszám:

1440101

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Szállítás 2 héten belül

Elérhetőségünk



For determination of Dissolved Oxygen by the Winkler method and Digital Titrator titration. 2.0 N. Digits x 0.1 = mg/L DO in 200 mL sample.
Digits x 0.00025 = meq.

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Műszaki adatok

Méréstartomány: 2000 - 70000 mg/L Cl₂

Méréstartomány (2): 10 - 100 mg/L DO

Módszer név: Iodometric

Módszer száma: 8209

Paraméter: Chlorine, Total

Platform: Digitális titrátor

Tesztek száma: 40 - 100

Titráló: 2.00 N Na₂S₂O₃