



Dissolved oxygen reagent set, digital titrator, 300 mL

Termékszám:

2272200

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For determination of Dissolved Oxygen by Digital Titrator titration, using the Winkler Azide Modification method. Hach Method 8215. Range: 1 - 10 mg/L Set Includes: Alkaline Iodide-Azide Powder Pillows, Manganous Sulfate Powder Pillows, Sodium Thiosulfate Digital Titrator Cartridge (0.200 N), Starch Indicator Solution and Sulfamic Acid Powder Pillows for approximately 50 tests.

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	1 - 10 mg/L O ₂
Módszer név:	Winkler
Módszer száma:	8215
Platform:	Digitális titrátor
Speciális tulajdonság:	Dissolved Oxygen Reagent set, Digital Titrator, 300ml
Teszték száma:	50