



Be Right™



Apparatus set, cold vapor mercury

Termékszám:	2674400
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum kérése	

Required accessory for the determination of Mercury with Mercury Reagent Set.

For determination of Mercury by the Cold Vapor Mercury Concentration Method. Hach Method 10065. Range: 0.1 - 2.5 µg/L Hg. Method requires Cold Vapor Mercury reagents and other accessories.

Műszaki adatok

Módszer név: Cold Vapor Concentration