



Vicinális diketon küvettateszt, 0,015-0,5 mg/kg diacetil

Termékszám:

LCK242

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Kerülje el a sör kellemetlen ízét, és védje termékének minőségét VDK (vicinális diketonok) méréssel.

Használja DR6000 spektrofotométeréhez. LCK242 teszttel lehetőség van a vicinális diketonok meghatározására vegyi hulladék keletkezése nélkül. Továbbá ezek a küvetták minőségi eredményeket biztosítanak külső hatásoktól mentesen. Úgy tervezték, hogy leegyszerűsítsék a sör elemzést pontos eredményekkel.

Jellemzők:

Használatra kész, nagy pontosságú, előre adagolt küvettásteszték

Vonalkódos küvetták a hibák elkerülésére

RFID technológia a küvetta eltarthatósági idejének és az elemzések nyomonkövetésének dokumentálásához.

Nincs szükség vak reagensre

Megújuló küvetta és reagens technika

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,015 - 0,5 mg/kg Diacetil
Módszer név:	Analóg MEBAK módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Vicinális diketonok (VDK)
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	25