



Digital titrator cartridge, sodium hydroxide, 8.00 N

Termékszám:

1438101

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For determination of acid concentration by Digital Titrator titration. Digits x 0.01 = meq

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	10 - 4000 meq/L Acid
Módszer név:	Phenolphthalein End Point
Módszer száma:	8233 (Base)
Paraméter:	Acid-Base
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	40 - 100
Titrló:	8 N NaOH