



Amino acid F dilution solvent, for rapid liquid silica, 475 mL

Termékszám:

2353011

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



For determination of Ultra Low Range silica by the Heteropoly Blue Rapid Liquid method. Hach method 8282 Range: 3 - 1000 µg/L SiO₂. Used with Amino Acid F Reagent Powder (2651155). Rapid Liquid[™] methods offer an economical way to analyze multiple samples and to measure trace concentrations. Requires Pour-Thru Cell.

Műszaki adatok

Módszer név: Heteropoly Blue

Platform: Oldat

Tesztek száma: 250