



Reagent set, phosphorus, ascorbic acid rapid liquid[™]

Termékszám:

2678600

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For determination of reactive Phosphorus (ortho-phosphate) by the Ascorbic Acid Rapid Liquid[™] method. Hach Method 10055. Range: 19 - 3000 µg/L PO₄. Set includes: Ascorbic Acid Reagent Dilution Solution, Ascorbic Acid Reagent Powder and Molybdate Reagent Solution for approximately 250 tests.

Convenience

Rapid Liquid methods utilize liquid reagents, bottletop dispensers and pour-thru cells to provide simplified testing.

Performance

Since the pour-thru cell provides a stationary optical system, Rapid Liquid methods typically provide better precision than methods that require movement of sample cells.

Efficiency

Rapid Liquid methods are ideal for high-volume testing.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	19 - 3000 µg/L PO ₄
Módszer név:	Ascorbic Acid
Módszer száma:	10055
Műszer:	All except DR 900, DR/800 Series, PC II
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	250