



Amino acid reagent powder pillows for LR silica, 25 mL, pk/1000

Termékszám: 80428

Veszélyes

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 80499

For determination of low range silica by the Heteropoly Blue Method (0 - 2.0 mg/L SiO₂). Optional reagent for high range Phosphate by the Amino Acid method. Sample Size: 25 mL. Pack of 1000 Powder Pillows

Műszaki adatok

Platform: Porpárna