



Pufferporpárnák, 7,00-es pH, sárga színkód, 50/csomag

Termékszám:

2227066

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-porpárna pH-elektrodák kalibrálásához. Minden porpárna 50 mL friss pufferoldattal előállításához használható. Egyszerű azonosítást segítő színkódolás (sárga). A pH-érték 25 °C-on 7,00 ±0,02. Egy csomagban 50 porpárna

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az elkészített oldatot
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Porpárnák
pH érték(ek):	7,00 ±0,02 pH 25 °C-on
Színkódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	50 darab

Szükséges tartozékok

- Főzőpohár pH-elektrodák kalibrálásához, sárga, 30 mL-es, 80/csomag (Item SM5012)
- Wipes, Disposable, 11 x 22 cm, 280/pk (Item 2096900)
- Clippers (Shears) (Item 2369400)
- Deionized water, 500 mL (Item 27248)