



Vezetőképesség standard oldat, 180 µS/cm, NaCl, 100 mL

Termékszám:	2307542
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Vezetőképesség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Vezetőképesség standard oldat, 25 °C-on 180 µS/cm ±10 µS/cm, 85,47 mg/L nátrium-hipokloritként (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), 100 mL-es palack.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 °C-on 180 µS/cm ±10 µS/cm
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Vezetőképesség kalibráló oldat
Minta:	NaCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	100 mL