



Klorid standard oldat, 1000 mg/L, 500 mL

Termékszám:	18349
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Klorid, 1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^- (NIST). 500 mL-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

A megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^-
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Klorid standard oldat mint Cl^- (NIST)
Package settings:	Palack
Paraméter:	Klorid
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL

Szükséges tartozékok

- Chloride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 2318069)