



Vezetőképesség standard oldat, 147 µS/cm, KCl, 125 mL

Termékszám: LZW9701.99
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Vezetőképesség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Vezetőképesség standard oldat. 25 °C-on 147 µS/cm ±5 µS/cm, kálium-kloridként (KCl) (0,001 M). 125 mL-es palack.

Koncentrációk és kiserelések

széles választéka

A Hack vezetőképesség standardok számos méretben érhetők el, így megfelelnek bármely környezetnek és kezelési módnak.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumból, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach mérőeszközökhöz

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 °C-on 147 µS/cm ±5 µS/cm
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Vezetőképesség kalibráló oldat
Minta:	KCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	125 mL