



Be Right™



Elektrodatisztító oldat fehérjés/szerves mintákhoz, 250 mL

Termékszám:

C20C370

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Elektrodatisztító oldat pH-érzékelő elemek fehérjelerakódásainak, szerves szennyeződéseinek/lerakódásainak (például ételszerű anyagok) eltávolításához. 250 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	PEPSZIN HCl-ben
Leírás:	Fehérjelerakódások, szerves lerakódások eltávolítása
Solution Type:	Tisztítás
Térfogat/ csomagméret:	250 mL