



Ammónia standard oldat, 1 mg/L, 500 mL

Termékszám:	189149
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Ammónia, 1,00 mg/, $\pm 0,03$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST). 500 mL-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

A megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	1,00 mg/L $\pm 0,03$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Nitrogén-ammónia standard oldat, 1 mg/liter $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 ml
Package settings:	Palack
Paraméter:	Ammónium
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL