



Be Right™



Quantab Chloride test strips, 300-6000 mg/L, 0.05-1.0 % NaCl , 40 pcs

Termékszám:	2751340
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ideal for determining quantitative results quickly, simply dip the strip in the sample and compare the length of the colour change to a printed scale, Quantab titrators

Műszaki adatok

Egység:	40 tests
Legkisebb beosztás:	100-200 ppm increments
Méréstartomány:	300 - 6000 ppm Cl ⁻
Módszer név:	Titration Strip
Paraméter:	Chloride
Platform:	Tesz csík
Tesztek száma:	40