



Rack, 21 x 1 inch round cuvettes

Termékszám:	2497904
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Twenty-one place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5"). Color may vary.

Műszaki adatok

Átmérő:	30 mm
Reagenscső elrendezés:	3 x 7
Reagenscső lyukak:	21
Térfogat/ csomagméret:	1 each