



## Sterile PES Syringe Filter, 33mm, 0.22um, 50/PK

**Termékszám:** 2513700

### ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

This Hydrophilic polyethersulfone (PES) filter has a faster flow rate and twice the throughput of standard 25 mm syringe filters. Sterilized by gamma irradiation. Standard Female Luer-Lok inlet with standard male slip Luer outlet.

---

### Műszaki adatok

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Anyag:                 | PES     |
| Átmérő:                | 33 mm   |
| Szemcseméret:          | 0.22 µm |
| Térfogat/ csomagméret: | 50 /pk  |