



Pipetta, szerológiai, steril, polisztirol, dugóval, 2 mL, 50/ csomag

Termékszám:	2092826
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Steril, eldobható műanyag pipetta dugóval. Színkódolva. Fekete növekvő/csökkenő skála. „Szállításhoz” kalibrálva. $\pm 2\%$ -os pontosság.

Műszaki adatok

Graduations:	0.01 mL
Kapacitás:	2 mL
Térfogat/ csomagméret:	50 /csomag