



Bottle, sampling, presterilized, round, 50/pk

Termékszám:	2495050
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Polystyrene, disposable, transparent, non-fluorescent, break-resistant, presterilized bottles with caps. Bottles have 100 mL fill-to line; capacity of 175 mL. Bottles used with medium containing MUG or other fluorescing reagent. Work well with P-A Broth Ampules and PathoScreen Medium.

Műszaki adatok

Dechlorinating Agent?:	No
Térfogat/ csomagméret:	50/pk