



Ice-Pic 1 NTU Calibration / Verification Module

Termékszám:	5221500
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Can be used with the 1720E, D and C instruments.

Verify calibration in less than 60 seconds

No loss of sample flow to complete a verification

No sample cell to recondition after verification

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	ICE-PIC, Instructions.
-------------------	------------------------

A doboz tartalma

ICE-PIC, Instructions.