



HQD Műszerállvány

Termékszám:	4754900
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Custom-fit for all portable HQD meters (without protective glove), this stand is perfect for use in the laboratory or other applications where hands-free operation is desired. Black molded plastic is durable and easy to clean.

Az összes hordozható HQD-műszerhez egyedileg illesztett (védőtok nélküli) állvány tökéletesen alkalmas laboratóriumi használatra vagy egyéb feladatokhoz, ahol mindkét kézre szükség van. A fekete fröccsöntött műanyag tartós és könnyen tisztítható.