



ROBUSZTUS HORDTÁSKA, KÖZEPES Rugged field case (size medium)

Termékszám: 8505500

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Masszív hordtáskák

Includes empty case and insert for meter and probe storage, 4 x containers for sample collection, and 1 x 500mL wash bottle. For 2 outdoor probes with 5m cable.

A robusztus hordtáskák a műszer, szondák és tartozékok rögzítésére egyedi formára vágott habbetéteket tartalmaznak. Két robusztus, 5 méteres szondával.

A „minden az egyben” robusztus hordtáskák kényelmesen használhatók, melyben elférnek a mintagyűjtő edények, műszer és robusztus szondák is.

A tartós, formára vágott habbetétek a műszert és a szondákat biztonságosan a helyükön tartják.

Műszaki adatok

Méretek (MxSZxM): 420 mm x 458 mm x 216 mm