



Be Right™



Hardness (Total & Calcium) Test Kit, Model HA-4P

Termékszám:

145700

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Hardness, Total & Calcium drop count titration/EDTA test kit, range 17.1 - 342 mg/L CaCO₃, 100 tests.

The kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field.

Utilises drop count titration - a simple, economical titration method

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Includes five reagents, bottle, measuring tube, instruction sheet, and carrying case.
Méréstartomány:	17.1 - 342 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	Drop Count Titration/EDTA
Paraméter:	Hardness, Total & Calcium - As CaCO ₃
Platform:	Drop Count Titration
Smallest increment:	17.1 mg/L
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	HA-4P

A doboz tartalma

Includes five reagents, bottle, measuring tube, instruction sheet, and carrying case.