



Intellical PHC745 laboratóriumi RedRod újratölthető, üveg pH-elektroda eltömődést okozó közeghez, 1 méteres kábel

Termékszám: PHC74501
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

A nagy teljesítményű Red Rod technológia már a digitális HQD platformon is elérhető

Az Intellical PHC745 egy digitális kombinációs pH-elektroda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC745 egy fordított hüvelyű referenciakapcsolással rendelkező újratölthető pH-elektroda, amely a RedRod technológia beágyazásával kivételesen gyors, stabil és pontos válaszidőket biztosít a pontos mérések számára, széles hőmérsékleti tartományban. A könnyen tisztítható, magas áramlási sebességet biztosító, fordított hüvelyes referenciakapcsolásnak köszönhetően ez a nagy teljesítményű, laboratóriumi üvegből készült pH-elektroda ideális megoldást nyújt az olyan minták pH-méréséhez, amelyek a hagyományos referenciakapcsolásokat eltömítették, mint például a szennyvízbefolyók, emulziók vagy a viszkózus folyadékok. A szonda csomagolása egy 59 mL-es palackot is tartalmaz, telített KCl elektrodátöltő oldattal. A PHC745 elektroda nem alkalmazható szerves oldószerek vagy nagyon lúgos minták esetén.

A Red Rod technológia gyors, pontos és reprodukálható méréseket biztosít

A külső és belső Red Rod referenciaelemek közötti szimmetria miatt az iso pH megegyezik a zéró pH-értékkel, ami jól reprodukálható eredményeket, valamint gyors és pontos választ biztosít, még ingadozó hőmérsékletű minták esetében is. A Red Rod technológia emellett állandó jelet tesz lehetővé a referenciaelemek kismértékű interferencia elleni védelme által, a telített KCl sóhíd pedig segít a stabil folyadékkapcsolódási potenciál létrehozásában.

A Red Rod technológia megbízhatóbb eredményeket biztosít a kihívást jelentő minták szélesebb hőmérsékleti tartományban történő mérésekor

A Red Rod referenciaelemek használatával nincsenek ezüstionok és az elzáródott kapcsolódások kockázata is kisebb. A Red Rod referenciarendszerek a hagyományos elektrodáknál szélesebb hőmérsékleti tartományban biztosítanak pontos méréseket.

Az Intellical digitális szondák újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhetők át más mérőműszerbe

Több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezethez ideális.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomonkövethetőséget biztosítanak a méréselőzményekben

Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat.

Széles hőmérséklet-tartomány legfeljebb 100 °C-ig

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical PHC745 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 59 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (telített KCl oldat), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	± 0,01 pH
Alkalmazás:	Nagyon piszkos minták
Csatlakozó:	Fordított tokos csatlakozó
Elektroda típus:	RedRod/Újratölthető referenciaelem/magas áramlási sebesség
Felbontás:	0,001/0,01/0,1
Garancia:	12 hónap

Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	-10–100 °C
Hossz:	200 mm
Kábel hossz:	1 m
Készlet?:	Nem
Méréstartomány:	0–14 pH
Method Type:	RedRod/újratölthető referenciaelem/magas áramlási sebesség
Paraméter:	pH
Product Kit:	Modell: PHC745
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Red Rod
Sensor material:	Üveg
Sodium (Alkalinity) error:	<0,3 pH 13 pH-értéknél 0,1 M NaOH esetén
Speciális tulajdonság:	Eltömődést okozó közeg
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: pH
	Minimális mintamélység (mm): 18
Töltőoldat:	Telített KCl (termékszám: 25118026)

A doboz tartalma

Intellical PHC745 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, 59 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (telített KCl oldat), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.

Szükséges tartozékok

- Töltőoldat, referencia, KCl-kristályok (KCl.C), 15 g (Item S21M001)
- Töltőoldat, referencia, telített KCl, 59 mL (Item 25118026)
- Töltőoldat, referencia, telített KCl, 500 mL (Item 25118049)