



FerroVer Vas porpárnás reagens, 0.02-3.00 mg/l Fe

Termékszám:

85499

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



Por reagens légmentes csomagolásban vas meghatározáshoz 1,10 fenantrolin módszer. 100 db/cs, 25 ml mintához.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Leírás:	FerroVer vas reagens, porpárnás, 25 ml
Méréstartomány:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Módszer név:	FerroVer
Módszer száma:	8008
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Vas
Platform:	Porpárna
Roncsolás szükséges:	összes vashoz
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100