



Vas reagens porpárnák, 0,02-3,00 mg/liter Fe

Termékszám:

2105769

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagensek zárt csomagokban a vas FerroVer módszer szerinti meghatározására 10 ml-es mintához 100 db/csomag

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Leírás:	FerroVer® vas reagens porpárnák, 10 ml
Méréstartomány:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Módszer név:	FerroVer
Módszer száma:	8008
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Vas
Platform:	Porpárna
Roncsolás szükséges:	összes vashoz
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	100 /csomag
Teszttek száma:	100