



FerroZine Vas reagensoldat, 0,009-1,400 mg/liter Fe

Termékszám:

230149

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Nyomnyi mennyiségű, oldható háromértékű (Fe^{3+}) és kétértékű (Fe^{2+}) vas meghatározására

Kényelem

A Rapid Liquid módszerek az egyszerűsített vizsgálathoz folyékony reagenseket, palackra szerelt adagolókat és átfolyó cellákat alkalmaznak.

Teljesítmény

Az átfolyó cella állandó optikai rendszert biztosít, ezért a Rapid Liquid módszerek jellemzően nagyobb pontosságot nyújtanak, mint a mintacella mozgását igénylő módszerek.

Hatékonyság

A Rapid Liquid módszerek nagy mennyiségű minta vizsgálatára ideálisak.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Módszer név:	FerroZine
Módszer száma:	8147
Műszer:	Mind, kivéve: DR/850, DR/820, PC II
Paraméter:	Vas
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	500 mL
Tesztek száma:	500 - 1000