



ChromaVer Króm reagens porpárnák, 0,010-0,700 mg/liter Cr (VI)

Termékszám:

1271099

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Porreagens zárt csomagban, összes és hat vegyértékű króm meghatározásához. 10 ml-es mintához.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Módszer név:	1,5-difenil-karbohidrazid
Módszer száma:	8023
Műszer:	Az összes típushoz a DR/3000, DR/2000, DR/850 és DR/820 kivételével
Paraméter:	Króm
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	cs
Tesztek száma:	100