



CuVer 1 Réz reagens porpárnák, 0,04-5,00 mg/liter Cu, 100/ csomag

Termékszám:

2105869

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagens zárt csomagban, réz meghatározásához, bicinkoninát módszer. 10 ml-es mintához.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Módszer név:	Bicinkoninát
Módszer száma:	8506
Műszer:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Paraméter:	Réz
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100