



Mangán reagenskészlet, PAN, 0,006-0,700 mg/liter Mn

Termékszám:

2651700

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Csepegtető üveg és porreagensek lezárt csomagolásban

A készlet tartalma: lúgos cianid reagens (2122326) 50 ml, aszkorbinsav (1457799), PAN indikátor oldat (2122426) 50 ml

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A készlet tartalma: lúgos cianid reagens (2122326) 50 ml, aszkorbinsav (1457799), PAN indikátor oldat (2122426) 50 ml

Leírás:

Mangán reagenskészlet

Méréstartomány:

0,006 - 0,700 mg/L Mn

Mintatérfogat:

50 mL

Módszer név:

PAN

Módszer száma:

8149

Műszer:

Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000,

DR/850 és DR/820

Paraméter:

Mangán

Tesztek száma:

50