



Szabad klór reagens porpárnák, 0,02-2,00 mg/liter Cl₂

Termékszám:

2105569

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Porreagensek zárt csomagban a szabad klór meghatározásához DPD-módszerrel 10 ml-es mintához.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Leírás:	Szabad klór reagens porpárnák a DPD-módszerhez, 10 ml
Méréstartomány:	10 mL
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8021
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Szabad klór
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Tesztek száma:	100