



Teljes klórtartalom, DPD-reagens porpárna, 1000 db/csomag

Termékszám:

2105628

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Szabad klór DPD-reagens porpárnák a szabad klór meghatározásához Mérestartomány: 0,02-2,00 mg/liter Cl₂ 10 ml-es mintához

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Mérestartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8167
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Teljes klórtartalom
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	1000