



Teljes klórtartalom, DPD-reagens porpárna, 100 db/csomag, 10 ml

Termékszám:

2105669

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Porreagensek zárt csomagban a teljes klórtartalom meghatározásához DPD-módszerrel 10 ml-es mintákhoz

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Lábjegyzet:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Leírás:	DPD össz klór, porpárnás reagens, 10 ml
Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8167
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Teljes klórtartalom, bróm, jód
Platform:	Porpárna
Reference method:	SM 4500-Cl G
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Tesztek száma:	100