



Free Chlorine Reagent Powder Pillows, DPD (pk/1000)

Termékszám:

1407028

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



For free chlorine determination by the DPD method.

USEPA accepted for reporting drinking water analysis using Hach Method 8021.

Ranges: LR: up to 2.00 mg/L; MR: 0.05 - 4.50 mg/L; HR: 0.1- 10.0 mg/L.

Sample Sizes: LR: 25 mL; MR: 10 mL; HR: 5 mL.

Pack of 1000 powder pillows.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	25 mL
Méréstartomány (2):	0,05 - 4,50 mg/L Cl ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	10069
Paraméter:	Chlorine, Free
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Teszték száma:	1000