



Összes klór porpárnás reagens, DPD, 5 mL, 100 db/cs

Termékszám:

1407699

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Klór tesztkészlet használatával 3.5 mg/L Cl₂ -ig, 5 mL mintához

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 mL
Módszer név:	DPD
Paraméter:	Klór, bróm, jód
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	100