



TitraVer EDTA digitális titrátor patron, 0.0800 M

Termékszám:

1436401

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Használatra kész titráló megoldás összes keménység meghatározáshoz, 10-160 mg/l CaCO₃.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	EDTA (CalVer® 2)
Módszer száma:	8204
Paraméter:	Durezza, total, secuencial
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	40 - 100
Titrló:	0.0800 M EDTA

Szükséges tartozékok

- Digital Titrator with plastic case (Item 1690001)