



Sav reagens porpárnák HR Szilícium-dioxidhoz

Termékszám:

2107469

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagens zárt csomagban, szilícium-dioxid meghatározásához, 1-100 mg/liter SiO₂. 10 ml-es mintához. 100 darabos csomag.

Műszaki adatok

Módszer név:	Sziliko-molibdát
Módszer száma:	8185
Paraméter:	Szilícium-dioxid
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100