



KOI TNT, 0 - 1500 mg/L O₂

Termékszám:

2125951

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Méréstartomány:

20 - 1500 mg/L O₂

Módszer név:

Dikromát

Módszer száma:

8000

Műszer:

DR 900, DR 1900

Paraméter:

KOI

Platform:

Test 'N Tube

Tárolási feltételek:

15 – 25 °C (napfénytől védeni)

Tesztek száma:

25 (vakpróbához egy küvetta szükséges)