



Szulfid reagenskészlet, 5-800 µg/liter S²⁻

Termékszám:

2244500

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Szulfid meghatározásához metilénkék módszerrel (kolorimetriásan) 100 teszt

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 - 800 µg/L µg/liter S ²⁻
Módszer név:	Metilénkék
Módszer száma:	8131
Műszer:	Mind, kivéve: PC II
Paraméter:	Szulfid
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	100