



Be Right™



Nitrát TNT, 0,2 - 30 mg/L NO₃-N

Termékszám:

2605345

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.
Méréstartomány:	0,2 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Módszer név:	Kromotróp sav
Módszer száma:	10020
Műszer:	DR 900
Paraméter:	Nitrát
Platform:	Test 'N Tube
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	50 /csomag
Tesztek száma:	50