



ARSENIC TEST KIT

Termékszám: 2822800

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Hach's most economical test kit for determination of arsenic levels.

Simple, economical kit for measuring arsenic levels in the field

Provides fast, reliable results in 20 minutes

Műszaki adatok

Lábjegyzet:	*mg/L unless otherwise noted; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Legkisebb beosztás:	Steps: 0, 35, 75, 175, 1,500, 4,000 ppb
Méréstartomány:	0 - 500 ppb As
Méréstartomány (2):	0 - 4000 ppb As
Paraméter:	Arsenic
Platform:	Tesz csík
Smallest increment:	Steps: 0, 10, 25, 50, 250, 500 ppb
Súly:	1,13 kg
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	Test Strip (EZ)‡