



Chlorine (free & total) colour disc test kit, model CN-66 (pk/100)

Termékszám:

223101

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Measuring range 0.1-3.4 mg/L Cl₂

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Single Range
Módszer név:	Color disc/DPD
Paraméter:	Chlorine, low range - As free & total Cl ₂
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.2
Standard mérési tartomány:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Tartó stílus:	B
Tesztek száma:	50 Free, 50 Total
Tesztkészlet model:	CN-66 ²
Típus:	CN-66