



Be Right™



S5000 Silica Standard Solution, Silica, 0.5mg/L, 2.9 L

Termékszám:	2100803
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Szilícium-dioxid standard oldat, 500 µg/liter SiO₂ (2,9 liter), az 5000 sorozatú szilícium-dioxid analizátorhoz.

Műszaki adatok

Koncentráció:	500 µg/L
Műszer:	5500sc Silica
Paraméter:	Silica
Tárolási feltételek:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Térfogat/ csomagméret:	2.9 L