



Mintacella, 1 inch-es hengeres üveg, 6 db

Termékszám:	2427606
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Tartozékok spektrofotométerekhez/folyadékok spektrális méréséhez

Műszaki adatok

Anyag:	Üveg
Lábjegyzet:	A legtöbb Pocket Colorimeter II típusú műszerhez 1 pár cellát adunk. A részleteket lásd a Gyors Útmutatóban.
Optikai fényút:	1 inch-es, kör
Térfogat/ csomagméret:	6 db 10 ml, kupakkal