



Mintacella, 1 hüvelykes négyzetes üveg, 2 db

Termékszám:	2495402
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Tartozékok spektrofotométerekhez/folyadékok spektrális méréséhez

Párba csiszolt cellákat szállítunk.

A Hach spektrofotométerekkel együttes használatra

A Hach spektrofotométereket, vegyszereket és módszereket az Ön eredményeinek pontosságához tervezték, fejlesztették és gyártják.

Műszaki adatok

Anyag:	Üveg
Lábjegyzet:	A DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 vagy DR 2700 spektrofotométerek megvásárlásával egy pár cellát is adunk.
Optikai fényút:	1 inch square
Súly:	0,072 kg
Térfogat/ csomagméret:	2 db párba csiszolt

Szükséges tartozékok

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)