



Pipetta, változtatható térfogatú, 1,0 - 5,0 mL

Termékszám:	BBP065
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

A Hach változtatható térfogatú, egycsatornás, levegőkiszorításos pipettáit robusztus kialakítás, kényelmes ergonómia, vékony hegykiadó és egykezes működtetés jellemzi. Kiemelkedő pontosság az 50 µL-es (0,05 mL-es) léptékekben történő térfogatállításnak köszönhetően. Ideális a Hach LCK reagensekkel való használatra. Kalibrálási jegyzőkönyvvel és karbantartó szerszámmal szállítjuk.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	1,0 - 5,0 mL-es pipetta, karbantartó szerszám, kalibrálási tanúsítvány, alapvető útmutató.
	A csomag nem tartalmaz hegyeket, azokat külön kell megvásárolni.
Térfogat/ csomagméret:	1 darab

A doboz tartalma

1,0 - 5,0 mL-es pipetta, karbantartó szerszám, kalibrálási tanúsítvány, alapvető útmutató. A csomag nem tartalmaz hegyeket, azokat külön kell megvásárolni.