



Pipetta, változtatható térfogatú, 0,1 - 1,0 mL

Termékszám:	BBP078
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

A Hach változtatható térfogatú, egycsatornás, levegőkiszorításos pipettáit robusztus kialakítás, kényelmes ergonómia, vékony hegykiadó és egykezes működtetés jellemzi. Kiemelkedő pontosság az 5 µL-es (0,005 mL-es) léptékekben történő térfogatállításnak köszönhetően. Ideális a Hach LCK reagensekkel való használatra. Kalibrálási jegyzőkönyvvel és karbantartó szerszámmal szállítjuk.

A pipettahegyek külön kaphatók (BBP079).

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	0,1 - 1,0 mL-es pipetta, karbantartó szerszám, kalibrálási tanúsítvány, alapvető útmutató.
	A csomag nem tartalmaz hegyeket, azokat külön kell megvásárolni.
Térfogat/ csomagméret:	1 darab

A doboz tartalma

0,1 - 1,0 mL-es pipetta, karbantartó szerszám, kalibrálási tanúsítvány, alapvető útmutató. A csomag nem tartalmaz hegyeket, azokat külön kell megvásárolni.