



DR/890 Koloriméter 90+ módszerhez

Termékszám: 4847000

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

javasolt cserék:

- 9385200

Hordozható, mikroprocesszor vezérelt POCKET koloriméter modern, energiatakarékos LED technológiával. Előre programozott 90 elemző módszer.

Elemes/akkumulátoros működtetés lehetséges, valós idő-óra, beépített időmérő, adat memória 100 mérési értékkel és automatikus kikapcsolás funkcióval. Hullámhossz: 420 nm, 520 nm, 560 nm és 610 nm.

Easy operation

Designed for use in the field

Rugged construction

Reliable results without a mains connection

Configured for immediate use

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

A DR/800 sorozatú koloriméterek két 1-hüvelykes üveg mintacellát tartalmaznak, 10, 20 és 25 mL jelzéssel, továbbá 1 cm műanyag mintacellát, 16-mm COD/Test 'N Tube™ adaptert, 4 AA alkáli elemet és illusztrált műszer leírást. CE jelöléssel.

Felhasználói programok:

10 felhasználói program

12 adatpont

Fényforrás:

4 LEDs (Light Emitting Diode)

Fénysugár magasság:

5 mm

Fotometrikus linearitás:

± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)

Fotometrikus méréstartomány:

0 - 2 Abs

Fotometrikus pontosság:

± 0,005 Abs @ 1,0 Abs

Garancia:

1 év

Hullámhossz pontosság:

± 1 nm Fix hullámhossz, típusonként változó

Hullámhossz tartomány:

420, 520, 560, 610 nm

Hullámhossz választás:

Teszt kiválasztáson alapuló

Includes:

A DR/800 sorozatú koloriméterek két 1-hüvelykes üveg mintacellát tartalmaznak, 10, 20 és 25 mL jelzéssel, továbbá 1 cm műanyag mintacellát, 16-mm COD/Test 'N Tube™ adaptert, 4 AA alkáli elemet és illusztrált műszer leírást. CE jelöléssel.

Kezelőfelület :	16
Kezelőfelület nyelve:	Angol
Kézikönyv nyelvek:	Angold, német, olasz
Kijelző:	LCD, mutatja az eredményeket, paramétert, nevet és egységet
Kijelző méret:	38 mm x 64 mm
Kijelző típus:	b/w
Küvetta kompatibilitás:	1 in és 16 mm kerek üveg (16 mm adapterrel)
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Optikai rendszer:	0 / 180 áteresztőképesség

A doboz tartalma

A DR/800 sorozatú koloriméterek két 1-hüvelykes üveg mintacellát tartalmaznak, 10, 20 és 25 mL jelzéssel, továbbá 1 cm műanyag mintacellát, 16-mm COD/Test 'N Tube™ adaptert, 4 AA alkáli elemet és illusztrált műszer leírást. CE jelöléssel.