



POCKET Colorimeter II Koloriméteres vizsgálókészlet klór elemzéséhez

Termékszám:

5870000

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A szabad és összes klór (DPD) küvettatesztes meghatározására programozott hordozható koloriméter Hordtáskában, reagensekkel, küvettákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Nagy teljesítményű: elemes működtetéssel akár 2000 vizsgálathoz

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek még kedvezőtlen körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Két tartomány: 0,02 - 2,00 mg/liter (LR) és 0,1 - 8,0 mg/liter (HR) Cl₂ formájában Mellékelt reagensek: az alsó tartományban 100 vizsgálathoz és a felső tartományban 50 vizsgálathoz Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Abszorbancia:

0 - 2.5 Abs

Adatrögzítő :

10 mért értékek + idő

Borítás besorolás:

IP67 (elemtartó nélkül)

Detektor:

Silicon detector

Elem élettartam:

2000 tests

* A háttérvilágítás csökkenti az elemek élettartamát.

Felhasználói programok:

Egyedi programozás

Fényforrás:

Fénykibocsátó dióda (LED)

Fotometrikus méréstartomány:

0 - 2 Abs

Hullámhossz:

Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Hullámhossz pontosság:

Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik

Hullámhossz tartomány:

a típus szerint változik

Hullámhossz választás:

Rögzített hullámhossz

Includes:	PC II, mintacellák, kézikönyv, hordtáska Mellékelt reagensek: az alsó tartományban 100 vizsgálathoz és a felső tartományban 50 vizsgálathoz
Interfész:	rubber keys
Kezelőfelület :	Numerikus
Kezelőfelület nyelve:	Numerikus
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	10 - 40 °C
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	legfeljebb 90 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Küvetta kompatibilitás:	1 hüvelykes hengeres /13 mm-es hengeres / 1 cm-es négyzetes (opcionális adapterrel)
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Legkisebb beosztás:	0.01
	0.1
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méréstartomány:	- Szabad és összes Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl ₂
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/DPD
Módszer száma:	8167 (összes)
Működési mód:	HACH / HACH LANGE vizsgálatok vízelemzéshez
Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Klór, alsó tartomány - szabad és teljes Cl ₂
Spektrális sáv szélesség:	15 nm a szűrő sáv szélessége
Súly:	0,23 kg
Szünet mód:	4 db, AAA méretű alkálielem
Tesztek száma:	50 - 100

A doboz tartalma

Két tartomány: 0,02 - 2,00 mg/liter (LR) és 0,1 - 8,0 mg/liter (HR) Cl₂ formájában Mellékelt reagensek: az alsó tartományban 100 vizsgálathoz és a felső tartományban 50 vizsgálathoz Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.